



**IMM120174**

## **STECCOBENDA A DEPRESSIONE MANO**

- Tessuto ad alta resistenza, facilmente lavabile
- Valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno
- Veloce e indolore immobilizzazione di tutti i tipi di fratture (anche scomposte)
- Può essere usata anche su bambini
- Immobilizza ma non comprime e permette la naturale circolazione del sangue
- Radiotrasparente
- Dimensioni: 50,5x33 cm circa
- Peso: 0,4 kg circa
- CODICE CND M030505 - MdS 309992/R
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl