



**IMM120770**

### **SET 3 COLLARI CERVICALI ECO\***

- Set 3 collari d'immobilizzazione cervicale (P/M/G)
- Realizzati in Elastolene/Veolene ad alta densità, indeformabile (polietilene a cellule chiuse), resistente agli agenti esterni, totalmente atossici
- Chiusura a Velcro
- Radiotrasparenti
- Disponibili singolarmente e in set da 4 pezzi (P/M/G/S) in sacchetto
- CODICE CND Y06031
- E' un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl