



**IMM120792**

## **COLLARE CERVICALE TWIN ART TALL VERDE**

- Collare di immobilizzazione cervicale OB a 2 pezzi realizzato con stampo ad iniezione
- Assicura una perfetta immobilizzazione del segmento cervicale
- Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea
- Realizzato in polipropilene radiotrasparente con imbottitura non assorbente
- Misura: Tall di colore verde
- È un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl