



**IMM120794**

### **SET 3 COLLARI TWIN ART IN CUSTODIA**

- Set di 3 collari di immobilizzazione Twin Art con struttura a 2 pezzi realizzata con stampo ad iniezione, nelle misure Pediatric di colore azzurro, Standard di colore viola e Short di colore blu
- Assicurano un'ottimale immobilizzazione ed allineamento neutrale della colonna cervicale
- Dotati di apertura frontale per il controllo della trachea
- Realizzati in polietilene radiotrasparente con imbottitura non assorbente e di facile pulizia
- Completo di una pratica custodia
- È un dispositivo medico CE

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl