



**IMM124030**

## **SET 5 PEZZI SSPLINT CON BORSA**

- Set da 5 steccobende Ssplint con anima in alluminio per l'immobilizzazione semplice degli arti in caso di frattura o distorsione
- Realizzate in neoprene
- Si adattano a tutte le corporature
- Non creano compressioni sui tessuti
- Mantengono la temperatura corporea
- Riducono la congestione intorno alla lesione
- Chiusure di modellazione in velcro
- Leggere e facilmente lavabili anche in lavatrice
- Minimo ingombro
- Set completo di custodia
- Dimensioni con borsa: 64x15x29 cm circa
- Peso: 1,8 kg circa
- Non indicate per le fratture del femore

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl