



126140107191

## SONDA DI ASPIRAZIONE COMPLETA YANKAUER

- Sonda di aspirazione rigida, tipo Yankauer, completa di tubo di collegamento da 180 cm con raccordo femmina
- Utilizzo della sonda con una sola mano
- Cannula rigida immediatamente pronta e facile da utilizzare
- Regolazione del vuoto tramite il dito pollice della mano
- Applicabile a qualsiasi aspiratore medicale di secreti
- Fornita in confezione singola sterile
- Dispositivo medico CE

DIR/QM – Rev. 02\_18/07/2023

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl