



**PAL32062**

### **MASCHERA OB IN SILICONE MIS. 3\***

- Maschera di ventilazione trasparente con bordo a labbro per la massima aderenza al viso
- Realizzata in silicone autoclavabile
- La conchiglia trasparente permette il monitoraggio del paziente durante la ventilazione
- Misura: 3
- CODICE CND R03010199 - CODICE RDM 114153/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl