



HS201C1

SFIGMOMANOMETRO PALMARE*

- Sfigmomanometro palmare con cuffia di colore nero
- Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg (diametro 65 mm)
- Bracciale dotato di anello "D", in nylon di colore nero con chiusura a velcro
- Pera di gonfiaggio con valvola di regolazione della pressione
- Accuratezza della misura: ± 3 mmHg
- Destinato a un utilizzo laico e professionale
- Pratica custodia di protezione e trasporto
- Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m (strumento di misura)
- Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl